

Tepelné zbarvení reakce při zředování anorganických kyselin (H_2SO_4 , HNO_3 , HCl)

Cílem této úlohy je sledovat změny teploty při zředování kyseliny sírové, kyseliny dusičné a kyseliny chlorovodíkové a přibližně stanovit molární zředovací tepla těchto reakcí. Měření provedeme s počítačem a programem Logger Lite.

Pomůcky:

- USB teploměr [Vernier Go!Temp](#)
- magnetická míchačka (např. [Vernier STIR](#)) nebo míchací tyčinka
- kádinky 100 cm³ a 150 cm³
- odměrný válec
- pipeta 10 cm³

Chemikálie:

- kyselina sírová H_2SO_4 ($w = 0,96$)
- kyselina dusičná HNO_3 ($w = 0,68$)
- kyselina chlorovodíková HCl ($w = 0,36$)
- destilovaná voda




Postup při měření (podrobně rozepsáno pro měření s kyselinou sírovou H_2SO_4):

1. Připojení USB teploměru:

Spusťte program Logger Lite a do USB portu počítače připojte teploměr Vernier Go!Temp. Dojde k jeho automatickému rozpoznání a objeví se připravený prázdný graf.




Koncovka USB
teploměru Go!Temp



2. Parametry měření:

Měření je automaticky nastaveno na dobu trvání **180 s** a vzorkovací frekvenci **2 Hz**. Tyto parametry pro naše měření vyhovují, pokud byste je přesto chtěli změnit, vyberte možnost *Experiment – Sběr dat* nebo použijte klávesovou zkratku CTRL+D. V okně, které se následně objeví, můžete parametry měření změnit.



3. Připravte si „stranou“ 5,6 cm³ koncentrované kyseliny sírové.

4. Do kalorimetru složeného ze dvou do sebe vložených kádinek nalijte 94,4 cm³ destilované vody o laboratorní teplotě, ponořte do ní USB teploměr a začněte míchat. Chcete-li si usnadnit míchání, použijte magnetickou míchačku Vernier STIR.

5. Spusťte měření tlačítkem:



6. Začne se vykreslovat závislost teploty na čase. Po 50 s měření přilijte do kalorimetru odměřené množství koncentrované kyseliny sírové a pozorujte, jak dochází k ustálení teploty. Po uplynutí 180 sekund se měření automaticky ukončí.

Interpretace výsledků:

Reakční teplo (neboli tepelné zabarvení reakce) vyjadřuje množství tepla, které systém při reakci vyměňuje s okolím. U reakcí probíhajících za stálého tlaku (v otevřené nádobě) je dáno změnou entalpie. Z určení teplotního rozdílu před zředěním a po něm a ze známé hodnoty tepelné kapacity soustavy se reakční (zředovací) teplo vypočte jako:

$$Q = C(T' - T)$$

Molární zředovací teplo pak určíme jako:

$$Q_m = \frac{Q}{n} = \frac{C(T' - T)}{n},$$

kde C je tepelná kapacita soustavy, T počáteční teplota před zředěním, T' koncová teplota po zředěním a n látkové množství.

Měření s kyselinou dusičnou (HNO₃) a kyselinou chlorovodíkovou (HCl):


Provedte stejné měření s kyselinou dusičnou a kyselinou chlorovodíkovou. Měření probíhá ve stejných krocích, mění se jen poměr, ve kterém se zředí:

HNO₃: 92,7 cm³ destilované vody + 7,3 cm³ HNO₃

HCl: 91,9 cm³ destilované vody + 8,1 cm³ HCl

Poznámky:

- 1) Po ponoření USB teploměru do destilované vody vždy chvíli vyčkejte, než spustíte měření. Teploty kapaliny a čidla se vyrovnají a umožní vám tak přesnější měření.
- 2) Poměr zředování je ve všech případech volen tak, aby vznikl roztok o koncentraci $1 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ a objemu 100 cm^3 .
- 3) Dbejte zásad bezpečnosti práce - nezapomínejte, že pracujete s kyselinami!
- 4) Předpokládáme, že teploty destilované vody a kyseliny jsou si před slitím dostatečně blízké, aby výsledek měření neovlivnilo přirozené vyrovnávání jejich teplot.



Obrázek ukazuje závislost naměřenou při ředění kyseliny sírové